

**Kullanım Amacı**

**TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** Kontrol Solüsyonu, **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** kan glüközü izleme sistemleri ile birlikte kullanım amaçlıdır. Ölçüm cihazı ve ölçüm çubuklarının birlikte düzgün çalışıp çalışmadığını test etmek için kullanılır. Doğru sonuçlar elde etmek için kontrol solüsyonu testlerinin düzenli yapılması önemlidir.

**Özet ve Açıklama**

**TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** Kontrol Solüsyonu, **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** kan glüközü ölçüm çubukları ile tepkimeye giren bilinen bir miktarda glüköz içerir.

Kontrol solüsyonu test işlemi, bir damla kan yerine **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** kontrol solüsyonu kullanmanız dışında, kan glüközü testine benzerdir. Kontrol solüsyonlarının, ölçüm çubuğu şişesi etiketine basılı beklenen bir aralıkta sonuçlar sağlaması gereklidir.

**ÖNEMLİ**

Kontrol aralığı her yeni ölçüm çubuğu şişesi ile değişebilir. Daima o an elinizde olan ölçüm çubuğu şişenizin etiketindeki kontrol aralığını kullanın.

**Kontrol solüsyonu testi ne zaman gerçekleştirilmeli?**

- Ölçüm cihazınızı ilk aldığınızda.
- Yeni bir ölçüm çubuğu şişesi kullanmaya başladığınızda.
- Ölçüm cihazının veya ölçüm çubuklarının düzgün çalışmadığından şüphe ettiğinizde.
- Kan glüközü testi sonuçlarınız kendinizi nasıl hissettiğinizle çeliştiğinde veya sonuçların doğru olmadığını düşündüğünüzde.
- Ölçüm cihazını düşürürseniz.

**ÖNEMLİ**

Ölçüm çubuğu şişesi üzerine basılı olan kontrol solüsyonu aralığı yalnızca kontrol solüsyonu içindir. Ölçüm cihazı ve ölçüm çubuğu performansını test etmek için kullanılır. **Kan glüközü seviyeniz için önerilen bir aralık değildir.**

**Kimya**

**TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** Kontrol Solüsyonu, % 0,3'ten daha az D-glüköz içeren kırmızı bir solüsyondur. Solüsyon hiçbir insandan elde edilmiş veya biyolojik malzeme içermez.

Bileşenler	Yüzde
Aktif bileşen: D-glüközü	0,03 % – 0,30 %
Tepkimesiz bileşenler	> 99,7 %

**Saklama ve Taşıma**

- Yalnızca in vitro tanılama amaçlıdır.
- TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** Kontrol Solüsyonlarını yalnızca **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** kan glüközü izleme sistemleri ile birlikte kullanın.
- Şişe üzerindeki son kullanma tarihini kontrol edin. Geçmişse kullanmayın.
- Kontrol solüsyonunu sıkıca kapatın ve 2 °C – 30 °C (36 °F – 86 °F) arasındaki sıcaklıkta saklayın. Dondurmayın.
- Yalnızca ilk açıldıktan sonraki 3 ay içinde kullanın. Kontrol solüsyonu şişesi üzerindeki atma tarihini (açılma tarihi artı 3 ay) kaydedin. 3 ay sonra atın.

## Test Prosedürü

**TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** Kontrol Solüsyonu ile bir test yapmak için, sistemle birlikte gelen Kullanım Kılavuzu'ndaki talimatları izleyin.

Doğru sonuçlar talimatların dikkatle takip edilmesine bağlıdır. **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** Kontrol Solüsyonu ile test yaparken aşağıdaki teknik göstergeleri izleyin:

1. Ölçüm cihazının, kontrol solüsyonunun ve ölçüm çubuklarının test yapmadan önce oda sıcaklığına (20 °C – 25 °C / 68 °F – 77 °F) gelmesi önerilir.
2. Kontrol solüsyonunu kullanmadan önce çalkalayın.
3. Kontrol solüsyonunun sıktığınız ilk damlasını atın.
4. Bir damla daha sıkın ve ölçüm çubuğunun emici deliği ile dokununuz.
5. Dağıtıcı ucunu temiz tutmak için silin.

## Beklenen Sonuçlar

Oda sıcaklığında, **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** Kontrol Solüsyonu test sonuçları ölçüm çubuğu şişesi etiketinde basılı olan beklenen aralıkta olmalıdır.

Test sonuçları test çubuğu şişesi üzerine basılı beklenen aralığın dışında çıkarsa, lütfen Kullanım Kılavuzu'ndaki sorun giderme yönergelerini kontrol edin ve testi tekrarlayın. Sonuçların beklenen aralığın dışında çıkması şunları gösterebilir:

- Testi yapış şeklinizde bir hata olduğunu.
- Ölçüm çubuklarının ve kontrol solüsyonlarının son kullanma tarihinin geçtiğini.
- Ölçüm cihazında bir sorun olduğunu.
- Kontrol solüsyonunun çok sıcak veya çok soğuk olduğunu.
- Ölçüm cihazı kodunun ölçüm çubuğu şişesi üzerinde basılı olan kodla eşleşmediğini.
- Kontrol solüsyonu şişesini iyice çalkalamadığınızı.

Tekrar testinin sonucu da aralık dışında çıkarsa, sistem düzgün çalışmıyor olabilir. Kan testi yapmak için sistemi kullanmayın. Sorularınız olması halinde lütfen **TESTAmed** Müşteri Hizmetlerine başvurun.

## Erişim

**TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** Kontrol Solüsyonu'na eczanelerden veya internette [www.testamed.de](http://www.testamed.de) adresi üzerinden erişilebilir.


Daha ayrıntılı bilgi için lütfen **TESTAmed** Müşteri Hizmetlerine başvurun.





## SİZE OLAN BAĞLILIĞIMIZ


Hedefimiz, size kaliteli sağlık hizmeti ürünleri ve size özel müşteri hizmetleri sunmaktır. Bu üründen tam olarak memnun kalmazsanız veya herhangi bir **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** ürünü konusunda sorularınız varsa, lütfen **TESTAmed** Müşteri Hizmetleri servis yardım hattını arayın.

**Dağıtım:** Maurer Pharma GmbH, Postfach 12 20, 56136 Boppard-Bad Salzig, Almanya

**TESTAmed Müşteri Hizmetleri Yardım Hattı: 0800 TREND11 ( 0800-87363-11 )**  
[www.testamed.de](http://www.testamed.de)

 BioCare Corporation  
4F, No. 12, Lane 5, Sec. 2, Nanshan Rd.,  
Luzhu Dist., 33852 Taoyuan City, TAIWAN

 **CE**  
0123 Kendi kendine test içindir.  
 **IVD**  **i**  2°C – 30°C

 **EC REP** MedNet GmbH  
Borkstraße 10, 48163 Münster, Almanya

# elbedesigncrew<sup>©</sup>

**Client:** Sebapharma  
**Project:** TESTAmed Blutzuckergerät  
**Project No:** 22674  
**Filename:** Kontrollloesung\_BPZ\_TR  
**Date:** 15.05.2017

**Client Counselling:** Lisa Jacobi-Wichmann  
**Art Direction:** Inga Möller  
**Production:** Guido Stern

**Supplier:** –  
**Printing process:** Offset  
**Substrate:** Paper

**Programm(vers.):** InDesign CS5

**For further technical questions please contact:**

Maria Glade, Tel.: +49(40) 89 96 90-63  
m.glade@elbedesigncrew.de

**PRINTING COLOURS:**



Black



PANTONE 286 C

**TYPEFACE:** Antique Olive CE, Zapf Dingbats  
Regular

**Information concerning screen definition and overfilling is not given in this file. Adaptation to the requirements of lithographic production necessary.**

All statutory legal protection will be applied to this artwork. It may not be duplicated or reproduced without the written consent of elbedesigncrew GmbH. The application of this artwork for any purpose other than that stipulated by elbedesigncrew GmbH is strictly and legally prohibited. Any such use would represent a breach of copyright.

elbedesigncrew GmbH is not liable for any possible orthographic text errors or any possible breaches of competition laws, copyrights or trademark laws, and for any consequential damages.

Please check this artwork for its legal content and technical requirements. Please proof-read the whole text.

elbedesigncrew GmbH · Bernhard-Nocht-Str. 99 · D-20359 Hamburg  
Fon +49(0)40/89 96 90-0 · Fax +49(0)40/89 96 90-44  
contact@elbedesigncrew.de · www.elbedesigncrew.de